

Vario 18 Draagbare vacuümpomp

STILLE BETROUWBARE WERKING



Geruisarm

- Stille en discrete werking
- 51,8 dB(A) bij maximale flow

Draagbaar

- Met of zonder accu
- Getest op compatibiliteit met bestaande vloeistofopvangsystemen van Medela

Prestaties

- Nauwkeurige variabele vacuümniveaus voor meerdere toepassingen
- Krachtige en QuatroFlex motor met een laag vibratieniveau voor ononderbroken werking
- Snel opstellen en intuïtief gebruik

Onmisbaar in het ziekenhuis – stil, draagbaar en veilig

Het lage geluidsniveau van deze vacuümpomp zorgt dat het personeel niet onnodig wordt afgeleid tijdens het uitvoeren van hun taken. Stressvolle situaties vereisen een eenvoudige opstelling en bediening – kenmerken die u terugvindt in de Vario 18 pomp. Met zijn variabele vacuümniveaus is de Vario 18 onmisbaar in ziekenhuizen – stel simpelweg het vacuüm in door de knop in te drukken en te draaien. De instellingen zijn nauwkeurig en daarbij voorkomt de veiligheidsdrukknop onbedoeld wijzigen van de instellingen. De accuversies zijn geschikt voor draagbare toepassingen, transport van patiënten of op locaties zonder stopcontacten. Ziekenhuizen die al een vloeistofopvangsysteem van Medela gebruiken, hoeven geen nieuwe set te kopen – de Vario 18 kan met het herbruikbare (RCS) of het disposable opvangsysteem (DCS) worden gebruikt.



Belangrijke kenmerken in één oogopslag



Eenvoudig in het gebruik

- De Vario 18 kan worden gebruikt met het herbruikbare (RCS) of het disposable opvangsysteem (DCS) van Medela. Er hoeven geen nieuwe opvangsystemen te worden aangeschaft.
- De faalveilige visuele signalen zorgen ervoor dat de Vario 18 eenvoudig kan worden aangesloten op een brede selectie aan accessoires.



Robuust en veilig

- Met zijn veiligheidskenmerken, gebruiksgemak en functionele veelzijdigheid is de Vario 18 een onmisbare draagbare vacuümpomp voor gebruik in ziekenhuizen.
- Het compacte, draagbare ontwerp en de opties op accu maken de Vario 18 bijzonder draagbaar en veelzijdig.
- Stevige behuizing en componenten zorgen dat de pomp een ideale keuze is voor gebruik op crash carts.



Rustige werking met weinig vibratie

- De QuatroFlex zuiger/cylindermotoreenheid biedt een superieur vermogen en ongeëvenaarde duurzaamheid.
- De Vario 18 is stil, voor het discreet uitzuigen van de luchtwegen.

Technische gegevens



hoog vacuüm
–75 kPa / –563 mmHg



AC 3,5 kg
AC/DC 4,2 kg

2 jaar garantie



laag debiet
18 l/min



H x B x D
380 x 170 x 285 mm



IP21

Medische vacuümtechnologie voor
professionele zorgverleners

Neem voor meer informatie contact op met ons
of met uw lokale Medela-vertegenwoordiger.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

Lokale contactgegevens

 0123